


抗リン酸化S6リボソームタンパク質（Rps6）-S235/236

ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P62753

商品番号: CM0001378



前書き

S235/236部位でリン酸化されたヒトS6リボソームタンパク質（RPS6）を認識するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞増殖やシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235/236 Rabbit mAb
別名	S6, eS6, Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235/236
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6194
遺伝子ID	6194
免疫原	ヒトS6リボソームタンパク質（RPS6）（NP_001001.2）のS235およびS236周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62753
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	保冷剤