


Anti-Phospho-S6リボソームタンパク質 (Rps6)-S240/244

ウサギPab（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用） - P62753

商品番号: CM0000650



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、Ser240/244でリン酸化されている場合のみ、内在性レベルのRPS6を検出します。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IHC-

P、IP、およびELISAアプリケーションに適しています。細胞の成長および増殖経路の研究ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-S6リボソームタンパク質 (RPS6)-S240/244 ウサギpAb
備考/別名	S6; eS6; Phospho-S6リボソームタンパク質 (RPS6)-S240/244
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6194
GeneID	6194
免疫原	合成ペプチド - ヒトRPS6 (NP_001001.2) のS240およびS244周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62753
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスパック