

抗リン酸化Shp1-Y564 (Ptpn6) ポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - P29350

商品番号: CM0001618



前書き

チロシン564番でリン酸化されたSHP-1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。免疫シグナル伝達およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-SHP1-Y564 Rabbit pAb
備考／別名	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1; Phospho-SHP1-Y564
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5777
GeneID	5777
免疫原	合成ペプチド ヒト PTPN6 (NP_002822.2) のY564周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P29350
タンパク質分子量	68kDa
発送	氷袋