


抗リン酸化Smad1-S463/S465+Smad5-S463/S465+Smad9-S465/S467

ウサギモノクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 -

Q15797/Q99717/O15198

商品番号: CM0001228



前書き

SMAD1 (Ser463/465)、SMAD5

(Ser463/465)、SMAD9

(Ser465/467)を認識するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、BMPシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	BSP1; MADH1; MADR1; JV4-1; DWFC; JV5-1; MADH5; MADH6; MADH9; SMAD8; Phospho-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4086/4090/4093
遺伝子ID	4086/4090/4093
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	保冷剤