


Anti-Phospho-Smad2-S250 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15796

商品番号: CM0001721



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証されたPhospho-Smad2-S250 Rabbit mAb。ヒトおよびマウスのSmad2（セリン250でリン酸化されたもの）に反応します。TGF-βシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Smad2-S250 Rabbit mAb
備考/別名	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Phospho-Smad2-S250
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4087
GeneID	4087
免疫原	ヒト Smad2 (Q15796) のS250周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15796
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ