


Wb用抗ホスホSmad2（S465/S467）モノクローナル抗体 - Q15796

商品番号: CM0001197



前書き

S465/S467部位がリン酸化されたSMAD2を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロットティング（WB）およびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスのSMAD2と交差反応します。TGF-βシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ホスホSmad2-S465/S467 ウサギmAb
備考/別名	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S465/S467
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4087
遺伝子ID	4087
免疫原	合成ペプチド：ヒトSMAD2（NP_005892.1）のS465およびS467周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15796
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	保冷剤