


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Phospho-Smad2 (Ser467) ポリクローナル抗体 - Q15796

商品番号: CM0001062



前書き

リン酸化Smad2 (Ser467)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプル中のリン酸化TGF-β/アクチビンシグナル伝達因子を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Smad2-S467 ウサギ pAb
備考/別名	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S467
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4087
GeneID	4087
免疫原	合成ペプチド: ヒトSmad2 (NP_001003652.1) のS467周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15796
タンパク質分子量	52kDa
発送	アイスパック