

## 抗リン酸化Smad3（S423/S425）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P84022

商品番号: CM0000783



### 前書き

### Smad3

pS423/pS425を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。TGF- $\beta$ /アクチビンシグナル伝達カスケードの研究に不可欠な試薬です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名       | Phospho-Smad3-S423/S425 Rabbit mAb                                                           |
| 備考／別名     | LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-S423/S425 |
| 種         | ヒト                                                                                           |
| 遺伝子ID（ヒト） | 4088                                                                                         |
| 遺伝子ID     | 4088                                                                                         |
| 免疫原       | 合成ペプチド：ヒトSmad3のS423・S425周辺の合成リン酸化ペプチド（P84022）。                                               |
| 起源        | ウサギ                                                                                          |
| カテゴリー     | リン酸化抗体                                                                                       |
| 用途        | WB、IHC-P、ELISA                                                                               |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                                                                   |
| SWISS     | P84022                                                                                       |
| タンパク質分子量  | 48 kDa                                                                                       |
| 発送        | 保冷剤                                                                                          |