


抗リン酸化Smad3-T179 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P84022

商品番号: CM0000498



前書き

リン酸化Smad3 (Thr179)

ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSmad3を検出。TGF-

βシグナル伝達、転写調節、疾患研究に必須。信頼性の高いリン酸化特異的試薬。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	リン酸化Smad3-T179 ウサギ pAb
備考/別名	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-T179
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4088
GeneID	4088
免疫原	ヒトSmad3 (NP_005893.1) のT179周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P84022
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ