

抗リン酸化Smad5（S463/S465）ポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用途 - Q99717

商品番号: CM0000787



前書き

リン酸化Smad5（S463/S465）に特異的なウサギ由来ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IHC-

P、ELISAでの性能が検証済みです。BMPシグナル伝達、細胞分化、胚発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Smad5-S463/S465 ウサギpAb
別名	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S463/S465
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4090
GeneID	4090
免疫原	合成ペプチド：ヒトPhospho-Smad5-S463/S465（NP_005894.3）のS463およびS465周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99717
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	保冷剤