


抗リン酸化Smo (S611/S615) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q99835

商品番号: CM0001414



前書き

リン酸化SMO-

S611/615ウサギポリクローナル抗体は、Ser611およびSer615で二重リン酸化されたヒトsmoothened (SMO)を特異的に認識します。Hedgehogシグナル伝達研究におけるウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。Swiss-Prot: Q99835。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	リン酸化SMO-S611/615ウサギpAb
備考/別名	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S611/615
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6608
GeneID	6608
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99835
タンパク質分子量	86kDa
輸送	保冷バッグ