

Anti-Phospho-Smo (S611/S615/S616) ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q99835

商品番号: CM0001998



前書き

S611、S615、およびS616でリン酸化したヒトSMOに特異的なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みであり、ヘッジホッグシグナル伝達の研究に適しています。ヒトスミーズンドタンパク質と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-SMO-S611/615/616 Rabbit pAb
備考/別名	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S611/615/616
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6608
GeneID	6608
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99835
タンパク質分子量	86kDa
配送	氷袋