


## 抗リン酸化Sqstm1/P62-S349ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q13501

商品番号: CM0000419



### 前書き

WBおよびELISAで検証済みのリン酸化SQSTM1/p62-S349に対するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラット検体中のSer349部位がリン酸化された内在性SQSTM1/p62を検出します。オートファジーおよび細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | リン酸化SQSTM1/p62-S349 ウサギpAb                                                            |
| 別名         | p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; Phospho-SQSTM1/p62-S349 |
| 対象種        | ヒト                                                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 8878                                                                                  |
| 免疫原        | ヒトSQSTM1/p62 (NP_003891.1) のS349周辺の合成リン酸化ペプチド                                         |
| 由来         | ウサギ                                                                                   |
| カテゴリー      | リン酸化抗体                                                                                |
| 用途         | ウエスタンブロット(WB)、ELISA                                                                   |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                                            |
| SWISS      | Q13501                                                                                |
| タンパク質分子量   | 48kDa                                                                                 |
| 発送方法       | 保冷剤                                                                                   |