


ウエスタンブロット（Wb）・Elisa用 抗リン酸化Srcファミリー(Y416)

ウサギモノクローナル抗体 - P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948

商品番号: CM0000811



前書き

保存されたY416活性化ループに存在するSRCファミリーキナーゼを検出するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です（ヒト由来、ラットと交差反応性あり）。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、シグナル伝達および腫瘍学研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-SRC Family-Y416 Rabbit mAb
別名	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; SRC; Phospho-SRC Family-Y416
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2534/3055/3932/4067/6714/7525
遺伝子ID	2534/3055/3932/4067/6714/7525
免疫原	ヒトSRCファミリーのY416周辺の合成リン酸化ペプチド（NP_005408.1）
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISSプロットID	P12931/P06241/P06239/P07947/P08631/P07948
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	水袋梱包