


抗リン酸化-Src (S17) ウサギ ポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - P12931

商品番号: CM0001886



前書き

リン酸化-Src-S17 ウサギ
ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB
およびELISAで検証済み。細胞接着、がん、免疫応答
におけるSrcキナーゼシグナル伝達の研究に最適です
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-Src-S17 ウサギ pAb
備考/別名	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-S17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6714
GeneID	6714
免疫原	ヒトSrc (NP_005408.1) のS17周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12931
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ