


WbおよびElisa用 抗リン酸化-Src-Y529 ウサギモノクローナル抗体 - P12931

商品番号: CM0000793



前書き

チロシン529でリン酸化されたSrcに対する高品質なウサギモノクローナル抗体、ウェスタンブロットおよびELISA用。ヒトサンプルと反応。癌、細胞接着、骨吸収研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-Src-Y529 ウサギ mAb
備考/別名	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-Y529
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6714
GeneID	6714
免疫原	合成ペプチド - ヒトSrcのY529周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P12931
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ