

抗リン酸化Srf（Ser103）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P11831

商品番号: CM0001024



前書き

ヒトSRFのセリン103リン酸化に特異的なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン包埋切片）、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応性を示します。SRFを介した転写制御および細胞骨格調節の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化SRF-S103 ウサギpAb
備考／別名	MCMI; Phospho-SRF-S103
対象種	ヒト
遺伝子ID	6722
免疫原	ヒトSRF（NP_003122.1）のS103周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化タンパク質抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11831
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	保冷剤