


Anti-Phospho-Stat1 (S727) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P42224

商品番号: CM0001317



前書き

STAT1のSer727リン酸化を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。IFNシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STAT1-S727 Rabbit mAb
備考/別名	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6772
GeneID	6772
免疫原	ヒトSTAT1 (P42224) のS727周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42224
タンパク質分子量	87kDa
配送	氷袋