


抗リン酸化Stat1 (S727) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P42224

商品番号: CM0001952



前書き

リン酸化STAT1 (Ser727) を認識するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSTAT1と反応します。インターフェロンシグナル伝達および免疫応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化STAT1-S727 ウサギ pAb
備考/別名	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; リン酸化STAT1-S727
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6772
免疫原	合成ペプチド（ヒトSTAT1のS727周辺の合成リン酸化ペプチド）
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42224
タンパク質分子量	87kDa
発送	保冷剤付き