


抗リン酸化Stat1（Ser727）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P42224

商品番号: CM0001757



前書き

リン酸化STAT1（Ser727）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。予想される分子量は87 kDaです。UniProt P42224。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STAT1-S727 Rabbit pAb
略号・別名	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6772
遺伝子ID	6772
免疫原	合成ペプチド：ヒトSTAT1（NP_009330.1）のS727周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42224
タンパク質分子量	87 kDa
輸送方法	保冷剤