


抗リン酸化Stat1 (Y701) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa用) - P42224

商品番号: CM0000961



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISA用に検証済みのリン酸化STAT1 (Y701) ウサギポリクローナル抗体。インターフェロンシグナル伝達経路における重要な転写因子であるリン酸化STAT1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化STAT1-Y701 ウサギpAb
備考/別名	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-Y701
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6772
GeneID	6772
免疫原	ヒトSTAT1 (NP_009330.1) のY701周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42224
タンパク質分子量	87kDa
輸送	保冷バッグ