

Anti-Phospho-Stat2 (Tyr690) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P52630

商品番号: CM0001620



前書き

STAT2 (Tyr690)

をターゲットとしたリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体（WB、ELISA用）。ヒトおよびラットのサンプルで検証済み；98

kDaのバンドを検出します。I型インターフェロニンシグナル伝達および抗ウイルス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STAT2-Y690 Rabbit mAb
備考/別名	P113, IMD44, ISGF-3, PTORCH3, STAT113
種	ヒト (Human)
GeneID (ヒト)	6773
GeneID	6773
免疫原	ヒト STAT2 (NP_005410.1) の Y690 周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	リン酸化抗体 (Phosphorylated Antibodies)
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト (Human), ラット (Rat)
SWISS	P52630
タンパク質分子量	98 kDa
配送	氷袋 (Ice bag)