

## 抗リン酸化Stat3-S727 ウサギモノクローナル抗体 - P40763

商品番号: CM0000868



## 前書き

## リン酸化STAT3 (S727)

ウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットのSTAT3を検出し、JAK/STATシグナル伝達、炎症、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                               |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 製品名         | リン酸化STAT3-S727 ウサギmAb                           |
| 別名          | APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1                       |
| 種           | ヒト                                              |
| GeneID (ヒト) | 6774                                            |
| GeneID      | 6774                                            |
| 免疫原         | 合成ペプチド ヒトSTAT3 (NP_644805.1) のS727周辺のリン酸化合成ペプチド |
| 起源          | ウサギ                                             |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                          |
| 用途          | WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ELISA                   |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                      |
| SWISS       | P40763                                          |
| タンパク質分子量    | 88 kDa/83 kDa                                   |
| 発送方法        | 保冷剤                                             |