

抗リン酸化Stat3-S727 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P40763

商品番号: CM0001553



前書き

Ser727部位でリン酸化されたSTAT3に特異的なウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。炎症、細胞周期、T細胞分化におけるSTAT3シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	リン酸化STAT3-S727 ウサギmAb
別名	APRF; リン酸化STAT3-S727
対象種	ヒト
遺伝子ID	6774
免疫原	ヒトSTAT3のS727周辺の合成リン酸化ペプチド (P40763)
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化タンパク質抗体
応用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40763
タンパク質分子量	88 kDa
発送方法	保冷剤