


抗リン酸化Stat5A（S780）ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P42229

商品番号: CM0000630



前書き

ヒト検体のウェスタンブロットで検証済みのリン酸化STAT5A（S780）ウサギポリクローナル抗体です。サイトカインシグナル伝達および乳汁分泌において中心的な転写因子であるSTAT5Aの活性化型を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化STAT5A-S780 ウサギpAb
備考/別名	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-S780
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6776
遺伝子ID	6776
免疫原	ヒトSTAT5AのS780周辺残基に対応する合成リン酸化特異的ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	P42229
タンパク質分子量	91kDa
配送方法	保冷剤