

Wb、Elisa用 抗リン酸化スタスミン1 (S25) ウサギモノクローナル抗体 - P16949

商品番号: CM0001203

前書き

WBおよびELISA用のスタスミン1 (S25) を標的とするウサギモノクローナルリン酸化特異的抗体で、ヒトおよびラットを認識します。微小管ダイナミクス、細胞周期調節、および神経発生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化スタスミン1-S25 ウサギmAb
備考/別名	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; Clorf215; Phospho-Stathmin 1-S25
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3925
GeneID	3925
免疫原	合成ペプチド: ヒトスタスミン1 (NP_005554.1) のS25周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P16949
タンパク質重量	17kDa
発送	保冷バッグ