

ウエスタンブロット（Wb）・Elisa用

抗ホスホスタスミン1（Ser16）ウサギポリクローナル抗体 - P16949

商品番号: CM0000620

前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのホスホスタスミン1（Ser16）ウサギポリクローナル抗体です。神経発生に重要で白血病で頻繁に過剰発現する微小管脱安定化リン酸化タンパク質である、ヒトおよびマウスのスタスミン1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホスタスミン1-S16 ウサギpAb
略号/別名	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; Clorf215; Phospho-Stathmin 1-S16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3925
GeneID	3925
免疫原	合成ペプチド：ヒトスタスミン1（NP_001138926.1）のS16周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16949
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷剤