

Anti-Phospho-Stathmin 1 (Ser25) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, IHC-P, Elisa - P16949

商品番号: CM0001090

前書き

ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済みのこのウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性リン酸化Stathmin 1 (Ser25)を検出し、がんおよび神経科学研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Stathmin 1-S25 Rabbit pAb
備考/別名	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; Clorf215; Phospho-Stathmin 1-S25
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3925
遺伝子ID	3925
免疫原	合成ペプチド：ヒト Stathmin 1 (NP_005554.1) のS25周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16949
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ