

Wb、Elisa用抗ホスホSting1（Ps366）ウサギモノクローナル抗体 - Q86Wv6

商品番号: CM0001989



前書き

Phospho-STING/TMEM173-S366

ウサギmAbは、Ser366がリン酸化された内在性STING1タンパク質を検出します。WBおよびELISAに適したこの抗体は、自然免疫シグナル伝達、cGAS-STING経路、宿主-病原体相互作用の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STING/TMEM173-S366 ウサギmAb
備考/別名	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Phospho-STING/TMEM173-S366
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	340061
遺伝子ID	340061
免疫原	合成ペプチド：ヒトSTING1（NP_938023.1）のS366周辺の合成リン酸化ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86WV6
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	氷袋