


抗リン酸化Stk11-T189 ウサギポリクローナル抗体 Wb用 - Q15831

商品番号: CM0001659



前書き

ヒトSTK11（LKB1）のT189番リン酸化を検出するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。AMPKシグナル伝達、腫瘍抑制、細胞極性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化STK11-T189 ウサギポリクローナル抗体
略称・別名	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-T189
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6794
遺伝子ID	6794
免疫原	ヒトSTK11（NP_000446.1）のT189番周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
用途	ウェスタンブロッティング（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15831
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	保冷剤