

抗リン酸化Stk3/Mst2-T384 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q13188

商品番号: CM0001335



前書き

ヒトSTK3/MST2のThr384リン酸化に特異的なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アポトーシスやHippoシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STK3/MST2-T384 ウサギpAb
別名	KRS1; MST2; Phospho-STK3/MST2-T384
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6788
遺伝子ID	6788
免疫原	合成ペプチド：ヒトSTK3/MST2 (NP_006272.2) のT384周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13188
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	保冷剤