

Wb・Elisa用 抗リン酸化Stk3/Stk4-T180/T183 ポリクローナル抗体 - Q13188 / Q13043

商品番号: CM0001696



前書き

T180/T183部位でリン酸化されたSTK3/STK4に特異的な高親和性ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでヒト、マウス、ラットの検体において検証済みであり、Hippoシグナル伝達、アポトーシス、中心体生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化STK3/STK4-T180/T183 ウサギpAb
備考／別名	KRS1; MST2; KRS2; MST1; YSK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6788/6789
GeneID	6788/6789
免疫原	合成ペプチド ヒトSTK3/STK4STK3 (NP_006272.2) のT180周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13188/Q13043
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	保冷剤