

抗リン酸化Syk (Y323) ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P43405

商品番号: CM0001609



前書き

ヒトSykのTyr323リン酸化部位を特異的に認識するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みであり、72 kDaのバンドを検出します。他種との交差反応性はありません。B細胞シグナル伝達および自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Syk-Y323 Rabbit pAb
備考/別名	IMD82; p72-Syk; Phospho-Syk-Y323
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6850
遺伝子ID	6850
免疫原	合成ペプチド：ヒトSykのY323周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_003168.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P43405
タンパク質重量	72kDa
配送	アイスパック