

抗リン酸化Syk(Y352)/Zap70(Y319)ウサギポリクローナル抗体(Pab)

Wb、Elisa用途 - P43405 / P43403

商品番号: CM0001843



前書き

リン酸化Syk(Y352)およびZAP70(Y319)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISA用途に対応しています。ヒト検体に特異的で、免疫受容体シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フォスフォ-Syk-Y352/ZAP70-Y319 ウサギpAb
備考・別名	SYK/ZAP70; フォスフォ-Syk-Y352/ZAP70-Y319
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6850/7535
遺伝子ID	6850/7535
免疫原	ヒトSyk (NP_003168.2) のY352周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P43405/P43403
タンパク質分子量	69kDa/72kDa/35kDa/55kDa
発送	保冷剤