


ウエスタンブロット用 Anti-Phospho-Tak1-S439 ウサギモノクローナル抗体 - O43318

商品番号: CM0000553



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのPhospho-TAK1-S439ウサギモノクローナル抗体。マウスとの交差反応性あり。MAPKシグナル伝達、NF- κ B活性化、細胞ストレス応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

主要パラメータ	値
製品名	Phospho-TAK1-S439 ウサギ mAb
備考/別名	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a; Phospho-TAK1-S439
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6885
GeneID	6885
免疫原	ヒト TAK1 (O43318)のS439周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O43318
タンパク質分子量	67kDa
発送	保冷バッグ