


Wb、Elisa用 抗リン酸化Tau（S396）ウサギモノクローナル抗体 - P10636

商品番号: CM0001451



前書き

リン酸化タウタンパク質を検出するためのリン酸化タウ（S396）ウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応性があり、神経変性疾患研究およびアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化タウ-S396 ウサギ mAb
備考/別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; リン酸化タウ-S396
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4137
GeneID	4137
免疫原	ヒトタウ（NP_005901.2）のS396周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
発送	保冷バッグ