


WbおよびElisa用 抗リン酸化Tau-S404 ウサギモノクローナル抗体 - P10636

商品番号: CM0001446



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質リン酸化Tau-S404ウサギmAb。ヒト、マウス、ラットのS404でリン酸化されたTauを認識。神経変性疾患研究および体外診断用医薬品(IVD)アッセイ開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化Tau-S404 ウサギmAb
備考/別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; リン酸化Tau-S404
種特異性	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4137
免疫原	ヒトTauのS404周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
発送	保冷バッグ