


抗リン酸化Tau（Ser416）ウサギポリクローナル抗体（Wb・Ihc・If・Elisa対応） - P10636

商品番号: CM0001732



前書き

Ser416でリン酸化されたヒトTauに特異的なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、免疫蛍光法、免疫組織化学、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのMAPTを検出します。神経変性研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-Ser416 Rabbit pAb
別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser416
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4137
免疫原	合成ペプチド：ヒトTau（NP_005901.2）のS416周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
応用用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
発送方法	保冷剤同梱