


抗リン酸化Tau（T205）モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If用）- P10636

商品番号: CM0001241



前書き

リン酸化Tau（T205）に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、アルツハイマー病や神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-T205 ウサギmAb
備考／別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T205
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4137
GeneID	4137
免疫原	合成ペプチド：ヒトTau（NP_001190181.1）のT205周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79 kDa
発送方法	保冷剤