


抗リン酸化Tau (T205) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - P10636

商品番号: CM0001678



前書き

ウエスタンブロット(WB)およびELISAで検証済みのリン酸化Tau (T205)

ウサギポリクローナル抗体。スレオニン205がリン酸化されたヒト、マウス、ラットのタウを検出します。アルツハイマー病やタウオパチー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化Tau-T205 ウサギ pAb
備考/別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T205
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4137
GeneID	4137
免疫原	ヒトTau (NP_001190181.1) のT205周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
輸送	保冷バッグ