


WbおよびElisa用 抗リン酸化Tau-T212 ウサギポリクローナル抗体 - P10636

商品番号: CM0001718



前書き

T212でリン酸化されたヒトTauを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。微小管ダイナミクス、神経極性、アルツハイマー病を含むタウオパチーの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化Tau-T212 ウサギ pAb
備考/別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T212
種	ヒト
GeneID	4137
免疫原	合成ペプチド - ヒトTauのT212周辺配列に相当するリン酸化特異的ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
発送	保冷バッグ