

Anti-Phospho-Tau-T217 Rabbit Polyclonal Antibody (Pab) For Wb, Elisa - P10636-5

商品番号: CM0001504

前書き

WB、ELISA用 Phospho-Tau-T217 Rabbit Polyclonal Antibody (pAb)。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、T217でリン酸化されたTauを検出します。アルツハイマー病およびタウオパチーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-T217 Rabbit pAb
備考/別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T217
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4137
GeneID	4137
免疫原	合成ペプチド；ヒトTau (NP_001190181.1) のT217周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10636-5
タンパク質分子量	32-45kDa/78-80kDa
配送	アイスバッグ