


If-P、Elisa用 抗リン酸化Tau-T231モノクローナル抗体 - P10636

商品番号: CM0000788



前書き

IF-PおよびELISAで検証済みのPhospho-Tau-T231ウサギモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。アルツハイマー病および神経変性研究に重要なTau（P10636）のThr231リン酸化部位を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-T231 ウサギmAb
別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
種	ヒト
遺伝子ID	4137
免疫原	合成ペプチド：ヒトTau（P10636）のT231周辺の合成リン酸化ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
発送方法	保冷剤