


Anti-Phospho-Tau-Thr212/Ser214 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P10636

商品番号: CM0000467



前書き

リン酸化ヒトTau (Thr212/Ser214)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスTauと交差反応します。アルツハイマー病および神経変性研究に最適です。タンパク質分子量は約79 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-Thr212/Ser214 Rabbit pAb
備考/別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Thr212/Ser214
種	ヒト
GeneID	4137 (ヒト)
免疫原	ヒトTau (NP_058519.3) のT529およびS531周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79 kDa
配送	アイスバッグ