


Wb、Elisa用 抗リン酸化Tbk1/Nak-S172 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Uhd2

商品番号: CM0000706



前書き

リン酸化TBK1

(Ser172)に特異的な高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒトおよびマウスと交差反応性あり。自然免疫、オートファジー、炎症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化TBK1/NAK-S172 ウサギ mAb
備考/別名	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; Phospho-TBK1/NAK-S172
種	ヒト
遺伝子ID	29110 (ヒト)
免疫原	ヒトTBK1/NAKのS172周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UHD2
タンパク質分子量	84kDa
発送	保冷バッグ