


Anti-Phospho-Tbk1/Nak-S172 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhd2

商品番号: CM0001369



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、リン酸化TBK1/NAKのSer172部位を検出します。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。自然免疫、抗ウイルスシグナル伝達、およびオートファジーの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-TBK1/NAK-S172 Rabbit pAb
備考/別名	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; Phospho-TBK1/NAK-S172
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29110
遺伝子ID	29110
免疫原	ヒトTBK1/NAK (NP_037386.1) のS172周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHD2
タンパク質分子量	84 kDa
配送	氷袋