


Anti-Phospho-TrkA-Y490 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P04629

商品番号: CM0000840



前書き

TrkA-Y490 (NTRK1)

を標的とするホスホ特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。神経栄養因子シグナル伝達およびがん研究において、ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-TrkA-Y490 Rabbit pAb
備考/別名	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; Phospho-TrkA-Y490
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4914
GeneID	4914
免疫原	合成ペプチド ヒトTrkA (NP_001012331.1) のY490周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04629
タンパク質分子量	87kDa
配送	アイスバッグ