

Anti-Phospho-Trka-Y674/675 + Trkb-Y706/707

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P04629-2 / Q16620

商品番号: CM0001463

前書き

Phospho-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707
ウサギpAbは、リン酸化ヒトTrkA（Y674/675）およびTrkB（Y706/707）を検出します。WBおよびELISAで検証済みです。神経栄養因子シグナル伝達および受容体活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707 ウサギpAb
備考/別名	NTRK1/NTRK2; Phospho-TrkA-Y674/675 + TrkB-Y706/707
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4914/4915
遺伝子ID	4914/4915
免疫原	合成ペプチド：ヒトTrkA NTRK1 (NP_001012331.1) のY674およびY675周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04629-2/Q16620
タンパク質分子量	35kDa/53-60kDa/77kDa/83-93kDa
配送	アイスバッグ