


抗リン酸化Tsc2 (S1387) ウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - P49815

商品番号: CM0001821



前書き

セリン1387でリン酸化されたチュベリン (TSC2) に対するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに対する反応性を有し、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。mTOR経路および腫瘍抑制因子研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化TSC2-S1387 ウサギ pAb
備考/別名	LAM; TSC4; PPP1R160; リン酸化TSC2-S1387
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7249
GeneID	7249
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49815
タンパク質分子量	201kDa
発送	保冷バッグ