


Anti-Phospho-Tsc2-T1462 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P49815

商品番号: CM0000696



前書き

T1462でリン酸化されたTSC2（Tuberin）を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのWBおよびELISAに適しています。mTOR C1制御および腫瘍抑制の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-TSC2-T1462 Rabbit pAb
備考/別名	LAM; TSC4; PPP1R160; Phospho-TSC2-T1462
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7249
遺伝子ID	7249
免疫原	ヒトTSC2 (NP_000539.2) のT1462周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49815
タンパク質分子量	201kDa
配送	アイスバッグ